

АКСЕССУАРЫ

ПОДСТАВКИ ДЛЯ МОНИТОРОВ



Описание: Полка для монитора используется для крепления монитора на стене и для подключения к устройствам.

Код продукта	MG-MA-D
Название продукта	Настенная подставка для монитора
Крепеж	На стену
Перемещение	вертикальное
Допустимая нагрузка	До 100кг
Размер упаковки	15x40x12,5 см
Вес	2 кг



Описание: Кронштейн для крепления монитора пациента к стене, вращающаяся головка крепления подставки.

Код продукта	MG-MA-DS
Название продукта	Настенный штатив для монитора с корзиной
Крепеж	На стену
Перемещение	вертикальное
Допустимая нагрузка	До 100кг
Размер упаковки	15x58x12,5 см
Вес	2,2 кг

Описание: Кронштейн для крепления монитора пациента к стене, вращающаяся головка крепления подставки.

Код продукта	MG-MA-AB
Название продукта	Настенная полка для монитора с креплением сзади
Крепеж	На стену
Перемещение	вертикальное
Допустимая нагрузка	До 100кг
Размер упаковки	15x58x12,5 см
Вес	1.59 кг



Описание: Кронштейн для крепления монитора пациента к стене, вращающаяся головка крепления подставки

Код продукта	MG-MA-RY
Название продукта	полка для монитора на рельсе, регулируемая по высоте
Крепеж	на рельс
Перемещение	Вертикальное и горизонтальное
Допустимая нагрузка	До 100кг
Размер упаковки	15x50x12,5 см
Вес	2.355 кг



Описание: Кронштейн для крепления монитора пациента к стене, вращающаяся головка крепления подставки.

Код продукта	MG-MA-RY
Название продукта	полка для монитора на рельсе
Крепеж	на рельс
Перемещение	горизонтальное
Допустимая нагрузка	До 100кг
Размер упаковки	15x34x15 см
Вес	2.3 кг

Описание: Кронштейн для крепления монитора пациента к стене, вращающаяся головка крепления подставки

Код продукта	MG-MA-B
Название продукта	полка для монитора – трубное соединение
Крепеж	на рельс
Перемещение	Вертикальное и горизонтальное
Допустимая нагрузка	До 100кг
Размер упаковки	15x34x15 см
Вес	2.3 кг





Описание: Кронштейн для крепления монитора пациента к стене, вращающаяся головка крепления подставки.

Код продукта	MG-MA-DDA
Название продукта	Настенная полка для монитора – двойное крепление сзади
Крепеж	на стену
Перемещение	Вертикальное и горизонтальное
Допустимая нагрузка	До 100кг
Размер упаковки	12,5x57x13 см
Вес	2.88 кг

Описание: Кронштейн для крепления монитора пациента к стене, вращающаяся головка крепления подставки

Код продукта	MG-MA-DD
Название продукта	Настенная полка для монитора – двойное крепление
Крепеж	на стену
Перемещение	Вертикальное
Допустимая нагрузка	До 100кг
Размер упаковки	12,5x55x13 см
Вес	3,085 кг



Описание: Кронштейн для крепления монитора пациента к стене, вращающаяся головка крепления подставки.

Код продукта	MG-MA-M
Название продукта	Настенная полка для монитора – на шарнире
Крепеж	на стену
Перемещение	Вертикальное и горизонтальное
Допустимая нагрузка	До 100кг
Размер упаковки	15x40x13 см
Вес	2.3 кг



ШТАТИВЫ, ДЕРЖАТЕЛИ С ШАРНИРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ, ЛАМПА С ШАРНИРОМ

Код продукта: MG-SA




Название продукта: штатив для внутривенных инъекций

Код продукта: MG-SAY



Название продукта: штатив для внутривенных инъекций регулируемый по высоте – трубное соединение

Код продукта: MG-SA-RY



Название продукта: штатив для внутривенных инъекций с регулировкой по высоте – трубное соединение

Код продукта: MG-SA-KY

Название продукта: штатив для внутривенных инъекций с регулировкой по высоте с помощью зажимов



Код продукта: MG-SA-BY

Название продукта: штатив для внутривенных инъекций, - регулируемый по высоте – трубное соединение





Код продукта: MG-LM-R
Название продукта: шарнирная
лампа –крепление на рельсе



Код продукта: MG-LM-B
Название продукта: Шарнирная
лампа – трубное соединение



Код продукта: MG-HT-R
Название продукта: держатель
шлангов рельсового типа



Код продукта: MG-HT-B
Название продукта: держатель
шлангов трубное соединение